


## Lab (4): تحضير الدنا البلازميدي من خلايا البكتريا

### Isolation of Plasmid DNA

البلازميد : هي عبارة عن دنا يقع خارج جزيئات الدنا الكروموسومية له القابلية على التضاعف بمعزل عن الدنا



الكروموسومي .

هنالك طرق عديدة لعزل الدنا البلازميدي وهي :

١- طريقة التحلل القاعدي Alkaline lysis method

٢- طريقة التحلل بالغليان Boiling lysis method

٣- Phenol method

٤- Ethidium bromide- Caesium chloride density gradient centrifugation method

تحضير الدنا البلازميدي بواسطة طريقة التحلل القاعدي:

١. لقم وسط مكون من ( 500 مل من LB broth + 50mg/ml امبيسيلين ) ب مستعمرة مفردة من سلالة بكتريا *E. coli* حاوية على بلازميد PBR 322 ثم احضن في حاضنة هزازة على درجة  $37^{\circ}\text{C}$  حتى تصل الكثافة الضوئية OD 600 للوسط الى 0.6 .

٢. اصف 1.2 ml 10% (w/v) chloramphenicol in ethanol الى الوسط ومن ثم احضن في حاضنة هزازة لمدة يوم كامل ليتحرر البلازميد في الخلية.

٣. احصد الخلايا بواسطة الطرد المركزي (سرعة 6000 دورة/ دقيقة لمدة 1 دقيقة على درجة حرارة  $4^{\circ}\text{C}$  مئوية) ومن ثم اعد تعليق الراسب في 5 ml من محلول واحد (TEG buffer) .

محلول واحد مؤلف من ( 25 mM of Tris + 10 mM of EDTA + 50 mM of Glucose ) .

٤. حلل معلق الخلايا باضافة 10 ml من محلول الاثنان و اخلطه بعناية.

- محلول اثنان مؤلف من ( 0.2 M of NaOH + 1% OF SDS (Ph=12.5) ) .
٥. اضع 5ml من المحلول الثالث المتلج و قلبه لخمس مرات و من ثم احفضه متلج لمدة 15 دقيقة .
- المحلول الثالث مؤلف من (3M of K-acetate (pH=4.8)).
٦. قم باجراء طرد مركزي للمعلق المستحلب بسرعة 1000 دورة/ دقيقة لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 4 مئوية.
٧. انقل الراشح الرائق المحتوي على البلازميد الى انبوبة جهاز الطرد المركزي اخرى ولاحظ الحجم.
٨. اضع 0.7 حجم من isopropanol المبرد الى الراشح و اخلطه بالتقليب ومن ثم قم باجراء طرد مركزي بسرعة 1000 دورة/ دقيقة لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 4 مئوية.
٩. تخلص من الراشح و قم بغسل الراسب ب 70% ايثانول لكن لاتعلق الراسب.
١٠. اعد تعليق دنا البلازميد في 1ml من TE buffer و جمده.