

Lab (2): طرق تحضير المحاليل وانواع المحليل المنظمة المستخدمة في تجارب البايولوجي الجزيئي

المحلول Solution: هو خليط متجانس من المذيب و المذاب . المذيب هو المكون الاكبر للمحلول بينما المذاب هو المكون الاصغر.

طرق التعبير عن تركيز المحاليل

هنالك طرق عديدة للتعبير عن تركيز المحاليل و هي

- ١- النسبة المئوية الوزنية
- ٢- النسبة المئوية الحجمية
- ٣- المولارية
- ٤- المولالية
- ٥- العيارية
- ٦- الجزء بالمليون

اولا/ النسبة المئوية الوزنية :- هي عبارة عن كتلة المذاب (بالغرام) في ١٠٠ مللتر من المحلول.

$$\text{Concentration solute(w/v\%)} = (\text{mass of solute} / \text{volume of solution}) \times 100$$

فلو فرضنا ان محلول مائي لكلوريد الصوديوم يبلغ تركيزه (٥ % وزنا) فهذا يعني ان كل ١٠٠ مل من المحلول تحوي ٥ غرام من ملح كلوريد الصوديوم(المذاب).

مثال// تم اذابة 1.2 غرام من NaCl في كمية كافية من الماء بحيث اصبح حجم المحلول 160 مللتر، احسب النسبة المئوية الوزنية (تركيز المحلول % وزنا).

$$\begin{aligned} \text{NaCl (w/v\%)} &= (w (\text{NaCl g}) / v(\text{ solution ml})) \times 100 \\ &= (1.2 \text{ g} / 160 \text{ ml}) \times 100 = 0.75 \text{ \% g/ml} \end{aligned}$$

ثانيا/ النسبة المئوية الحجمية:- هي عبارة عن حجم المذاب الموجود 100 مللتر من المحلول.

$$\text{Concentration (v/v \%)} = (\text{volume solute (ml)} / \text{total volume of solution (ml)}) \times 100$$

فالمحلول البالغ تركيزه 2% حجما يعني كل 2 مللتر (وحدة حجمية) في المذاب موجودة في 100 مللتر (وحدة حجمية مثالية) من المحلول.

مثال// احسب تركيز محلول يتالف من 12 مللتر من الايثانول في 100 مللتر من المحلول؟

$$(12 \text{ ml ethanol} / 100 \text{ ml}) \times 100 = 12 \text{ \% v/v}$$

ثالثا/ المولارية Molarity :- هي عدد مولات المذاب الموجودة في واحد لتر (1000 مللتر) من المحلول.

$$\text{Molarity M} = \text{moles of solute} / \text{liter of solution}$$

المولارية = عدد المولات / واحد لتر (1000 مل)

عدد المولات = الوزن Wt / الوزن الجزيئي Mw

الوزن $Wt =$ (المولارية المطلوبة X الوزن الجزيئي للمادة X الحجم المطلوب) / 1000

الوزن الجزيئي $Mw =$ مجموع الاوزان الذرية للمادة

مثال // تم اذابة 23 غرام من كلوريد الامونيوم (NH_4Cl) في كمية كافية من الماء ليصبح حجم المحلول 145 ملتر . احسب مولارية المحلول؟ علما ان الوزن الجزيئي ل NH_4Cl هو 53.5

١. نحسب عدد مولات كلوريد الامونيوم = $23 / 53.5 = 0.43$ مول

٢. حجم المحلول = $1000 / 145 = 0.145$ لتر

٣. المولارية = $0.43 / 0.145 = 2.97M$ NH_4Cl

رابعا / المولالية **Molality**:- هي عبارة عن عدد مولات المذاب المذابة في 1000 غم من المذيب. وهي طريقة غير شائعة كثيرا في التعبير عن تراكيز المحاليل في الوقت الحالي و لكنها مفيدة في موضوع تحديد الاوزان الجزيئية للمواد بالطرق العلمية التقليدية.

المولالية = عدد مولات المذاب / وزن المذيب بالكغم

او المولالية = (عدد مولات المذاب $X1000$) / وزن المذيب بالغرام

مثال // احسب مولالية محلول محضر من اذابة كلوريد الصوديوم في 500 غم من الماء؟

نوجد اولا عدد مولات الملح = الوزن بالغرام / الوزن الجزيئي = $58.5 / 5.85 = 0.1$ مول

المولالية = $500 / 0.1 X 1000 = 0.2$ مولال

خامسا / العيارية **Normality**:- هي عدد المكافئات الغرامية من المذاب الموجودة في واحد لتر من المحلول.

العيارية $N =$ عدد المكافئات الغرامية للمذاب / حجم المحلول باللتر

العيارية هي من الطرق للتعبير عن تراكيز المحاليل وهي تعتمد على ما يعرف ب المكافئ الغرامي.

المكافئ الغرامي:- كمية من المادة ذات العلاقة بالمول تم اصطلاحه بالاساس لغرض عمليات التعادل بين الاحماض و القواعد ثم شمل بعد ذلك غيره من التفاعلات .

المكافئ الغرامي = عدد المولات / درجة الحامض او القاعدة

مثال // احسب عيارية محلول محضر من اذابة 9.8 غم من حامض الكبريتيك في كمية من الماء بحيث اصبح حجم المحلول 800 مل ؟

عدد مولات الحامض = الوزن / الوزن الجزيئي = $9.8 / 98 = 0.1$ مول

درجة الحامض $H_2SO_4 = 2$

عدد مكافئات الحامض = $2 / 0.1 = 0.05$ مكافئ غرامي

العيارية $N = 0.8 / 0.05 = 0.0625$ عياري

سادسا / الجزء بالمليون **Part Per Million (ppm)** او الجزء بالبليون **Part Per Billion (ppb)**:- هي طريقة من طرق التعبير عن تراكيز المحاليل المعتمدة على كتلة المادة و تستخدم لتقدير تراكيز الصغيرة جدا فعندما نقول محلول تركيزه واحد في المليون فهذا يعني ان كل مليون غرام من المحلول مثلا يحوي واحد غم من المذاب .

$$\text{Concentration (ppm)} = (\text{mass of solute} / \text{mass solution}) \times 10^6$$

$$\text{Concentration (ppb)} = (\text{mass of solute} / \text{mass solution}) \times 10^9$$

مثال // عينة لمحلول مائي تزن 155.3 غم وجد انها تحتوي 1.7×10^{-4} مغم من الفوسفات ما هو تركيز الفوسفات بالجزء بالمليون؟

$$1.1 \text{ ppm} = X \times 10^6 (1.7 \times 10^{-4} / 1.553 \times 10^2) =$$

قانون التخفيف :-

$$\text{Percentage(\%)} \text{ you have } X \text{ Unknown volume (ml)} = \text{Percentage(\%)} \text{ you want } X \text{ Volume (ml) wanted}$$

مثال // حضر محلول 1000 مل من ايثانول تركيزه 70% من محلول ايثانول تركيزه 95% .
لتحضير المحلول يجب معرفة حجم المحلول بتركيز 95% من خلال تطبيق قانون التخفيف

$$95 \times X = 70 \times 1000$$

$$X = 70000 / 95 = 736.8 \text{ ml of 95\% ethanol}$$

المحاليل الدائرة Buffers

Buffer :- هو عبارة عن محلول مكون حامض او قاعدة ضعيفة مع ملح ذلك الحامض او تلك القاعدة يكون له القابلية على مقاومة التغيير في قيمة ال pH عند اضافة كميات قليلة من حامض قوي او قاعدة قوية مثاله . Tris buffer ،Phosphate buffer .

خصائص المحلول الداري :-

1. ان تكون له قيمة pH معروفة.
2. لا تتغير قيمة pH للمحلول الداري عند مرور فترة طويلة عليه او تخفيفه.
3. تبقى قيمة pH للمحلول الداري ثابتة عند اضافة كميات قليلة من حامض قوي او قاعدة قوية اليه.

* بعض انواع المحاليل الدائرة المستخدمة في البايولوجي جزيئي :-

TBE buffer : مؤلف من Tris-borate + EDTA .

TSE buffer : مؤلف من Tris-sucrose + EDTA .

STET buffer : مؤلف من Tris-sucrose + EDTA + TritonX-100 .

المحاليل الدائرة يستفاد منها في تجارب تنقية الدنا و البايولوجي جزيئي فمثلا تستخدم كمولدة للشحنات .

Tris-acid :- هي محاليل دائرية فعالة في توفير ظروف اساسية جيدة في المحافظة على جزيئة الدنا من التحطم و الذوبان في الماء .

EDTA :- هي مادة تعتبر عامل مخلبي chelator agent ثنائي التكافؤ شبيهه بايون المغنيسيوم Mg^{+2} يعمل كمعامل مساعد في حماية جزيئة الدنا من الانزيمات المحطمة لها .

Triton X-100 : هو من المنظفات و هو منظف لا ايوني ولا يمتلك شحنة في تركيبه الكيميائي وهي مفيدة في كسر التاصر غير المحب للماء ويتميز بقدرته على اذابة الدهون و الاغشية السايٲوبلازمية دون مسخ البروتين.

SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) : هي من المنظفات الايونية التي تمتلك شحنة و هي قوية في تأثيرها حيث باستطاعتها كسر كثير من الاواصر غير المحبة للماء و يؤدي الى فتح انطواءات البروتينات الى تركيب شبيه بالقضيب.

***محلول (0.15 M NaCl + 0.1 M EDTA (pH=8)) Saline- EDTA**

يحضر باذابة 2.92 غرام من مادة EDTA و 0.86 غرام من NaCl في 90 مللتر من الماء المقطر ثم يعدل الرقم الهيدروجيني الى 8 و يكمل الحجم الى 100 مللتر بالماء المقطر.

*** محلول (0.01 M Tris- HCl + 0.001M EDTA) TE buffer pH= 8**

يحضر باذابة 0.092 غرام من مادة EDTA و 0.15 غرام من Tris-HCl في 90 مللتر من الماء المقطر ثم يعدل الرقم الهيدروجيني الى 8 و يكمل الحجم الى 100 مللتر بالماء المقطر.


*** محلول SDS 25%**

يحضر باذابة 2.5 غرام من مادة SDS في كمية من الماء المقطر و يكمل الحجم الى 100 مللتر بالماء المقطر.

Lab (4): تحضير الدنا البلازميدي من خلايا البكتريا

Isolation of Plasmid DNA

البلازميد : هي عبارة عن دنا يقع خارج جزيئات الدنا الكروموسومية له القابلية على التضاعف بمعزل عن الدنا



الكروموسومي .

هنالك طرق عديدة لعزل الدنا البلازميدي وهي :

- ١- طريقة التحلل القاعدي Alkaline lysis method
- ٢- طريقة التحلل بالغليان Boiling lysis method
- ٣- Phenol method
- ٤- Ethidium bromide- Caesium chloride density gradient centrifugation method

تحضير الدنا البلازميدي بواسطة طريقة التحلل القاعدي:

١. لقم وسط مكون من (500 مل من LB broth + 50mg/ml امبيسيلين) ب مستعمرة مفردة من سلالة بكتريا *E. coli* حاوية على بلازميد PBR 322 ثم احضن في حاضنة هزازة على درجة 37 C حتى تصل الكثافة الضوئية OD 600 للوسط الى 0.6 .

٢. اضف 1.2 ml 10% (w/v) chloramphenicol in ethanol الى الوسط ومن ثم احضن في حاضنة هزازة لمدة يوم كامل ليتحرر البلازميد في الخلية.

٣. احصد الخلايا بواسطة الطرد المركزي (سرعة 6000 دورة/ دقيقة لمدة 1 دقيقة على درجة حرارة 4 مئوية) ومن ثم اعد تعليق الراسب في 5 ml من محلول واحد (TEG buffer) .

محلول واحد مؤلف من (25 mM of Tris + 10 mM of EDTA + 50 mM of Glucose) .

٤. حل معلق الخلايا باضافة 10 ml من محلول اثنان و اخلطه بعناية.
٥. محلول اثنان مؤلف من (0.2 M of NaOH + 1% OF SDS (Ph=12.5)) .
٥. اصف 5ml من المحلول الثالث المثلج و قلبه لخمس مرات و من ثم احفضه مثلج لمدة 15 دقيقة .
- المحلول الثالث مؤلف من (3M of K-acetate (pH=4.8)).
٦. قم باجراء طرد مركزي للمعلق المستحلب بسرعة 1000 دورة/ دقيقة لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 4 مئوية.
٧. انقل الراشح الرائق المحتوي على البلازميد الى انبوية جهاز الطرد المركزي اخرى ولاحظ الحجم.
٨. اصف 0.7 حجم من isopropanol المبرد الى الراشح و اخلطه بالتقليب ومن ثم قم باجراء طرد مركزي بسرعة 1000 دورة/ دقيقة لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 4 مئوية.
٩. تخلص من الراشح و قم بغسل الراسب ب 70% ايثانول لكن لاتعلق الراسب.
١٠. اعد تعليق دنا البلازميد في 1ml من TE buffer و جمده.

Lab (5)

Lab (9): تحضير RNA من خلايا حقيقية النواة

Extraction of RNA

انواع RNA :

١. mRNA : يقوم بعملية نقل المعلومات الوراثية من الدنا الى مكان صناعة البروتين في الساييتوبلازم و هو الرايبوسوم.

٢. tRNA : هذا النوع موجود في الساييتوبلازم ، يحمل الاحماض الامينية لترتيبها على شريط mRNA ، يوجد 20 tRNA في الخلية الواحدة.

٣. rRNA : يسمى بالرنا الرايبوسومي لانه يدخل في تركيب الرايبوسومات و له دور في عملية صناعة البروتين في الساييتوبلازم.

لعزل جزيئات الرنا يجب ان تقوم بالخطوات التالية:

١- تحلل الخلية Lysis of the cell

- اخلط مع معلق خلايا *E. coli* (0.5 O.D at 600 nm) حجم مساوي من Diethyl pyrocarbonate (DEPC) الذي يعمل كمثبط للانزيمات الهاضمة للرنا، جانس الخليط ومن ثم احضنه على درجة حرارة 4 مئوية.
- اضع 0.4 ml من 5% SDS الى معلق الخلايا (SDS يعمل على اذابة الغشاء الدهني في جدار الخلايا ليسمح لانزيمات المحللة Lysozyme من الوصول الى طبقة الببتيدوكلايكان لتحطم جدار الخلية ، كذلك يعمل SDS كمثبط لانزيمات الهاضمة للرنا RNase).
- استخدم 2ml من بفر حاوي على انزيم Lysozyme (400 µg/ml) لكل 10 ml من خليط خلايا *E. coli*، جانس الخليط و احضنه في درجة حرارة الغرفة لمدة 20-5 دقيقة.

٢- تنقية الرنا Purification of RNA

- قم باجراء الطرد المركزي لمعلق الخلايا المتحللة على سرعة 3000 دورة بالدقيقة و لمدة 10 دقائق.
- علق الراسب مع حجم مساوي من guanidinium thiocyanate التي تعمل على تقوية مثبطات الانزيمات الهاضمة للرنا و كذلك يمسح البروتين. يجب ان يكون pH غير قاعدي وهذا يعود الى تعليم الرنا.
- جزيئات الدنا يجب ان تزال باستخدام انزيم DNase 1 للتخلص من الحد الأدنى للتلوث الدنا الجينومي.

- تزال البروتينات الملوثة باضافة خليط من (phenol: chloroform: isoamyl alcohol) (25:24:1) وتعاد هذه الخطوة مرات عديدة .
- انقل الطبقة العليا الى انبوبة اخرى واضف حجم واحد من isopropanol المطلق المثلج لغرض ترسيب الرنا.
- قم باجراء طرد مركزي على سرعة 1000 دورة بالدقيقة لمدة 20 دقيقة بدرجة حرارة 4 مئوية.
- اهمل الراشح و اغسل الراسب ب 70% Ethanol.
- قم باجراء طرد مركزي على سرعة 1000 دورة بالدقيقة لمدة 5 دقيقة بدرجة حرارة 4 مئوية.
- اعد تعليق الرنا المعزول في 100µl من TE buffer و جمده.

حساب تركيز الرنا Calculate the concentration of RNA

Concentration of RNA (µg/ml) = O.D 260 nm x 40 x dilution factor

1 O.D 260nm = 40(µg/ml) of RNA

Purity of RNA

O.D 260 nm / O.D 280 nm = Should be 2